

Qualität im Detail

ATMOS® HD-Endoskope

Für den vollen Durchblick



Abgestimmte Komponenten

Die Qualität des endoskopischen Systems hängt maßgeblich von der perfekten Abstimmung seiner Komponenten ab. Durch hochwertige Optik und langlebiges Design sind Atmos Endoskope die perfekte Ergänzung für Ihr hochauflösendes Kamerasystem:

- HD-Optiken - für gestochen scharfe Bilder
- Homogene Ausleuchtung - von der Bildmitte bis zum Bildrand
- Autoklavierbar – für sichere und effiziente Aufbereitung
- Hochwertiges Design – Edelstahl und Saphirglas erhöhen Langlebigkeit
- Kompatibilität – mit allen gängigen Endoskopie-Kameras und Lichtleitern verwendbar

Starre Endoskope

	REF	α	\emptyset	\longleftrightarrow
Laryngoskope HD	950.0254.0	70°	8 mm	L= 190 mm
	950.0255.0	70°	10 mm	L= 190 mm
	950.0256.0	90°	10 mm	L= 190 mm
Otoskope HD	950.0257.0	0°	4 mm	L= 50 mm
	950.0258.0	30°	4 mm	L= 50 mm
	950.0259.0	0°	2,7 mm	L= 50 mm
Nasen-/Rachen Endoskope HD 4 mm (Sinuskop)	950.0260.0	0°	4 mm	L= 175 mm
	950.0261.0	30°	4 mm	L= 175 mm
	950.0262.0	45°	4 mm	L= 175 mm
	950.0263.0	70°	4 mm	L= 175 mm
Nasen-/Rachen Endoskope HD 2,7 mm (Sinuskop)	950.0264.0	0°	2,7 mm	L= 110 mm
	950.0265.0	30°	2,7 mm	L= 110 mm

Flexible Endoskope

Nasopharyngoskop	950.0243.0	0°	3,2 mm	L= 300 mm
• 80° Bildwinkel				
• Abwinkelung 125°/125°				
• 16000 Pixel				

Zubehör

Lichtleitkabel	gerade	950.0152.0	0°	4,8 mm	L = 1,8 m
Storz-Anschluß	gerade	508.0663.0	0°	3,5 mm	L = 1,7 m
	90°	508.0664.0	90°	3,5 mm	L = 1,8 m